

SERVOX®

Tracheofix gelocht

servona
Medizintechnik plus!

SERVOX® Tracheofix with punched

SERVOX® Tracheofix perforées

SERVOX® Tracheofix perforati

SERVOX® Tracheofix perforadas

Medizinprodukt | medical device | dispositif médical
dispositivo medico | producto médico

Nicht wiederverwenden – Infektionsgefahr | Do not reuse – risk of infection
Ne pas réutiliser – risque d'infection | Non riutilizzare – rischio di infezione
No reutilizar – riesgo de infección

Inhalt / Contents / Contenu / Contenuto / Contenido

10 Stck. / 10 pieces / 10 pcs. / 10 pzz. / 10 uds.

Farbe / Colour / Couleur / Colore / Color

beige / beige / beige / Beige / beis

Größe / Size / Taille / Dimensioni / Tamaño

70 x 70 mm

Material / Material / Matériel / Materiale / Material

PU-Schaumstoff (Polyurethan) / PU foam (polyurethane) / Matériau mousse (polyuréthane)

Espanso PU (poliuretano) / Espuma de PU (poliuretano)



Abbildung kann vom Originalprodukt abweichen

PZN 00355186

REF 14115



Servona GmbH

Biberweg 24-26
53842 Troisdorf | Germany

Tel. +49 (0)2241 9322-0

Fax +49 (0)2241 9322-277

info@servona.de | www.servona.de

DE	EN	FR	IT	ES
Zweckbestimmung SERVOX® Tracheofix gelocht polstern das Kanülenhalsband ab und nehmen aus dem Tracheostoma austretendes Sekret auf, um Hautirritationen und Infektionen vorzubeugen.	Intended purpose SERVOX® Tracheofix with punched hole provide cushioning for the neck flange and absorb moisture that secretes from the tracheostoma to prevent skin irritation and infections.	Destination médicale Les SERVOX® Tracheofix perforées amortissent la plaque de canule et absorbent la sécrétion en provenance du trachéostome afin de prévenir les irritations cutanées et les infections.	Destinazione d'uso I SERVOX® Tracheofix perforati rivestono la flangia assorbendo la fuoriuscita di secrezioni dalla tracheostomia al fine di prevenire irritazioni cutanee ed infezioni.	Uso previsto Las SERVOX® Tracheofix protecciones sirven como acondolado para la placa de la cánula y absorben las secreciones emanadas por el traqueostoma para evitar irritaciones cutáneas e infecciones.
Indikation Tracheotomierte oder laryngekommierte Trachealkanülenträger mit geringer Sekretbildung.	Indication Tracheotomised or laryngectomised tracheal cannula users with light secretions	Indication Porteurs de canules trachéales trachéotomisés ou laryngectomisés présentant une faible sécrétion	Indicazione Portatori di cannula tracheale sottoposti a laringectomia e tracheostomia con ridotta secrezione	Indicación Para pacientes traqueostomizados o laringectomizados con cánula traqueal con secreción leve
Beschreibung Die Lochung ermöglicht einen sicheren Sitz ohne zu verrutschen.	Description The punched hole ensures a more secure fit and prevents slipping.	Description La surface ajourée permet une assise sûre sans glisser.	Description Il foro consente un alloggiamento sicuro senza il pericolo di scivolamenti.	Descripción La perforación permite una fijación segura sin resbalamientos.
Anwendung Trachealkanüle vor Einsetzen durch das Loch der Komprese schieben, bis das Kanülenhalsband gut abgepolstert ist. Trachealkanüle anschließend wie gewohnt einsetzen. Zum Entfernen, Trachealkanüle wie gewohnt herausnehmen, die Komprese vom Kanülenrohr abziehen und entsorgen. – Wechselintervall: bei jedem Kanülenwechsel, bei Bedarf häufiger, mindestens alle 24 Stunden.	Application Slide the tracheal cannula through the punched hole of the compress until the neck flange is well cushioned. Then insert the tracheal cannula as usual. To remove, pull out the tracheal cannula as usual; pull the compress off the cannula tube and dispose of it. – Changing frequency: with every cannula more frequently as needed, at least every 24 hours.	Utilisation Avant la mise en place de la canule trachéale, la faire passer par le trou de la compresse jusqu'à ce que la plaque de canule soit bien rembourrée. Ensuite, mettre la canule trachéale en place comme d'habitude. Pour l'enlèvement, extraire la canule trachéale comme d'habitude, retirer la compresse du tube de canule et les mettre au rebut. – Intervalle de changement : lors de chaque changement de canule, plus fréquemment suivant besoin, au minimum toutes les 24 heures.	Impiego Prima dell'impiego inserire la cannula tracheale nel foro della compresa finché la flangia non è ben rivestita. Quindi utilizzare la cannula tracheale come di consueto. Per la rimozione, togliere la cannula tracheale come di consueto, estrarre la compresa dal tubo della cannula e procedere al suo smaltimento. – Intervallo di sostituzione: ad ogni sostituzione canula, all'occorrenza più frequentemente, almeno ogni 24 ore.	Aplicación Antes de insertar la cánula traqueal, introduzcalo por la perforación de la compresa hasta que la placa de la cánula quede bien acondolada. A continuación, inserte la cánula de la manera habitual. Para la extracción, retire la cánula traqueal de la manera habitual, extraiga la compresa del tubo de la cánula y deséchela. – Intervalo para el cambio: con cada cambio de cánula o con mayor frecuencia si es necesario; como mínimo, cada 24 horas.

