

Tracheo Tape soft plus

DE Gepolstertes Kanülentraggeband mit Haken (weiß)

EN Padded tube holder with hooks (white)

FR Bande rembourrée porte-canaule avec crochet (blanche)

IT Nastro portacannula imbottito con gancio (bianco)

ES Cinta de fijación para cánula, acolchada, con gancho (blanca)

NL Gevulde canuledraagband met haakjes (wit)

EL Φέρουσα κορδέλα σωλήνω με μαλάκι επένδυση και γάντζο (Λευκή)

BG Поддръжка лента за канюли, с подплата, с кукици (бяла)

HR Pojastućena fiksacijska traka za kanile s kukicama (bijela)

PL Opaska do kaniuli tracheostomijnych z miękkim poszyciem i z haczykiem (kolor biały)

PT Fita de suporte de cânula almofadada com gancho (branco)

SL Oblazinjeni nosilni trak za kanilo s kavljem (bele barve)

HU Párnázott kanültartó pánt kapuccsal (fehér)



REF XXXXX

LOT XXXXXX

PZN XXXXXXX

JJ-MM

UDI
(xx)xxxxxxxxxxxx
(xx)xxxxxx
(xx)xxxxxx



Orbisana Healthcare GmbH

Biberweg 24-26 | 53842 Troisdorf | Germany

Tel. +49 (0)2241 9322-0

info@orbisana-hc.de | www.orbisana-hc.de

41252/Version 2022-1-1-28

DE Zweckbestimmung | Indikation | Beschreibung

Das SERVOX® Tracheo Tape soft plus wird bei laryngektomierten und tracheotomierten Patienten im häuslichen und klinischen Bereich zusammen mit Trachealkanülen oder anderen Hilfsmitteln zum Offthalten der Trachea mit Halteösen eingesetzt.

Das SERVOX® Tracheo Tape soft plus fixiert das eingesetzte Hilfsmittel im Tracheostoma und sichert es gegen ein unbeabsichtigtes Herausrutschen.

- Kanulentragebandunterseite aus Baumwolle
- In Abhängigkeit zum Halsumfang für alle Altersgruppen geeignet
- Einmalprodukt, nicht wiederverwendbar (Infektionsgefahr)
- Anwendungsdauer maximal 48 Stunden, danach über den Haussmüll entsorgen
- Zur Anpassung an den Halsumfang stufenlos verstellbar
- Weich gepolstert zur Dekubitusprophylaxe

GB Intended use | indication | description

The SERVOX® Tracheo Tape soft plus is used in laryngectomised and tracheotomised patients at home and in a clinical setting together with tracheal cannulas or other aids with eyelets which keep the trachea open.

The SERVOX® Tracheo Tape soft plus secures the aid in the tracheostoma and prevents it from accidentally slipping out

- Reverse side of tube holder with cotton coating
- Suitable for all age groups depending on the neck circumference
- single-use, do not reuse (risk of infection)
- The maximum duration of use is 48 hours, after dispose of in household waste
- Can be seamlessly adjusted to the circumference of the neck
- Soft padding to prevent decubitus

FR Destination | Indication | Description

La SERVOX® Tracheo Tape soft plus est mise en œuvre avec des œilllets de retenue chez les patients laryngectomisés et trachéotomisés dans un milieu domestique et clinique, porteurs de canules trachéales ou d'autres moyens d'aide pour maintenir la trachée arrière ouverte.

La SERVOX® Tracheo Tape soft plus immobilise le moyen d'aide mis en œuvre dans le trachéostome et le sécurise pour l'empêcher de glisser et sortir involontairement.

- Dessous de la bande porte-canaule en coton
- Convient à tous les groupes d'âges en fonction du tour de cou
- à usage unique, ne pas réutiliser (risque d'infection)
- Durée d'utilisation maximale 48 heures, à jeter ensuite à la poubelle des déchets domestiques
- Ajustage progressif pour s'adapter au tour de cou
- Rembourrage mou à titre de prophylaxie contre le décubitus

IT Uso previsto | Indicazione | Descrizione

Il SERVOX® Tracheo Tape soft plus è impiegato nei pazienti laringectomizzati e tracheotomizzati, in un setting domestico od ospedaliero, unitamente a canule tracheali o altri mezzi usati per conservare la pervietà della trachea unitamente a un occhiello.

Il SERVOX® Tracheo Tape soft plus fissa il mezzo utilizzato nel tracheostoma e ne prevenne la fuoriuscita accidentale.

- Il lato inferiore del portaccanula è in cotone
- Adatto per tutti i gruppi d'età in base al diametro del collo
- Monouso, non riutilizzabile (rischio di infezione)
- Utilizzabile per un massimo di 48 ore prima di essere smaltito con i rifiuti domestici
- Regolabile in modo continuo adattarsi al diametro del collo
- Imbottigliata morbida per la profilassi del decubito

ES Uso previsto | indicación | descripción

SERVOX® Tracheo Tape soft plus se utiliza en pacientes sometidos a laringectomía o traqueotomía, en el ámbito clínico o de doméstico, junto con cánulas traqueales u otros elementos auxiliares para mantener abierta la tráquea con unos enganches.

SERVOX® Tracheo Tape soft plus fija el elemento auxiliar utilizado en el traqueostoma e impide que este se salga.

- La parte inferior de la cinta de fijación para cánulas es de algodón
- Apta para todos los grupos de edad en función del perímetro del cuello
- De un solo uso, no reutilizar (riesgo de infección)
- Uso máximo durante 48 horas, después eliminar junto con los residuos domésticos
- Ajustable de forma continua para adaptarla al perímetro del cuello
- Acolchado blando para evitar úlceras por presión

NL Beoogd gebruik | Indicatie | Beschrijving

De SERVOX® Tracheo Tape soft plus wordt gebruikt voor gelaryngectomiseerde en getracheotomiseerde patiënten in de thuisituatie en in klinische omgeving, samen met tracheacanules of andere hulpmiddelen om de trachea met bevestigingsoogjes open te houden.

De SERVOX® Tracheo Tape soft plus fixeert het ingebrechte hulpmiddel in het traheostoma en voorkomt dat het er per vergissing uitglijd.

- Canulatedraagband onderzijde van katoenen
- Geschikt voor alle leeftijdsgroepen afhankelijk van de omvang van de hals
- Wegwerproduct, niet opnieuw gebruiken (risico op infecties)
- Gebruiksduur maximaal 48 uur, daarna afvoeren met het huishoudelijk afval
- Traploos verstelbaar om aan te passen aan de halsomvang
- Zacht opgevuld voor decubitus profylaxe

- Gleden na obseg vratu je izdelek primeren za vse starostne skupine
- Izdelek je primeren za enkratno uporabo in ni primeren za ponovno uporabo (nevarnost okužbe)
- Čas uporabe največ 48 ur, nato udstrane med gospodinjsko odpadke
- Za prilaganje na obseg vratu ga je mogoče brezstopenjsko prestaviti
- Mehko oblaženje za preprečevanje preležanin

HU Rendeltetés | Javallat | Leírás

A SERVOX® Tracheo Tape soft plus gépte minden előnytől eltávolításán és légsömetszésen átesett betegnekéknél vagy más segédeszközök együttes használata nyitva tartásához használható tartószerzőkkel otthoni és klinikai környezetben.

A SERVOX® Tracheo Tape soft plus rögzít a helyezett segédeszközöt a légsömetszésben és véletlen kicsúszás ellen.

- Kanulárt pánttan által részszel
- A nyak körmeretétől függően minden korosztály számára alkalmas
- Egyszer használatos termék, nem használható fel újra (fertőzésveszély)
- Használata ideje legfeljebb 48 óra, ezt követően a hártyáztatásban együtt ártalmatlanította
- Ha nyak körmeréthez igazításához fokozatmentesen állítható
- Puha párnázott a nyomási fekely megelőzése céljából

CE CE-Kennzeichen | CE mark | Marquage CE | Marchio CE | Marca CE | CE-keurmerk | Žigna CE | CE markovani | Označenie CE | Marcatura CE | Značka CE | CE-jelölés

Nicht zur Wiederwendung | Not for reuse | Ne pas réutiliser le produit | Non riutilizzabile | Niet bedoel voor hergebruik | Δεν επανοχυτίσιμο | Не може да се използва повторно | Nemojte ponovno upotrejavati | Produkt je predznacen do jednorazovega upozitka | Não reutilizar | Ni ponovno uporabiti | Nem használható fel újra |

Vor Sonnenlicht schützen | Keep away from sunlight | Protéger du rayonnement solaire | Proteggere dalle radiazioni solari | Proteja do sol | Προστέψτε από την ηλιακή ακτινοβολία | Не защищайте от солнца | 請勿靠近太陽 | 停止在日光下 | Zastříhajte od slunečného svetla | Chronic pred bezposrednou naslonenimi | Protegér do luz solar | Chránite pred slnčným žiareniom | Védje a napfénytől!

Trocken aufbewahren | Keep dry | Conserver au sec | Conservare all'asciutto | Conservare el producto en un lugar seco | Droog bewaren | Φύλαξε σε υγρό μέρος | Съхранявайте в сухо място | Επανοχυτίσιμο | Ne置于潮湿处 | 請置於乾燥處 | Conservar en local seco | Skladovať na suchom mieste | Száraz helyen tárolando

Artikelnummer | Order number | Référence | Codice articolo | N.º de artículo | Artikelnummer | Artikelnummer | Apeljūnos priporūcas | Artikelnr. | Numer artikulu | N.º de artigo | Cílo výrobku

Chargennummer | Lot number | Désignation du lot | Denominazione lotto | Número de lote | Lotnummer | Apeljūnos portušas | Партическій номер | брой | Numer partii | N.º de lote | Cílo sarže

Pharmazentralnummer | Central pharmaceutical number | Réf. pharm. centrale | Codice farmaceutico centrale | Centralino | Numero farmaceutico univocativo | Κεντρικός αριθμός φαρμακευτικού πρώτου | Офармический код | Třídní číslo farmaceutického čísla | Código de identificación de producto farmacéutico | Cílo farmaceutickéj centraly | Gyógyászszámi központi szám

Hersteller | Manufacturer | Fabricant | Produttore | Fabricante | Fabricant | Producent | Προϊστορεία | Proizvajalec | Producent | Fabricante | Výrobce | Gyártó

Herstell datum | Date of manufacture | Date de fabrication | Data di produzione | Feche de fabricación | Produktionsdatum | Ημερομηνία παραγωγής | Дата на производство | Datum proizvodjenja | Data produkcji | Data de fabrico | Dátum výroby | Gyártás dátuma

Duales Sammel- und Verwertungssystem | Dual collection and recycling system | Système mixte de ramassage et recyclage | Sistema di raccolta e riciclaggio dual | Sistema dual de reciclaje y reciclado | Dualní zameňovací systém | Διαλικό σύστημα συλλογής και ανακύκλωσης | Двупланови събиране и рециклиране | Система за събиране и рециклиране | Otvorni sustav prikupljanja i recikliranja | Dualny system zbiórki i ponownego przetwarzania | Sistema de reciclaje y eliminación dual | System dualného zberu a recyklace | Kettős gyűjtő és újrahasznosító rendszer |

Stück | piece | unité | pezzo | pieza | stuks | τεμάχιο | брой | szt. | unidades | koszov | darab |

MD Medizinprodukt | medical device | dispositif médical | dispositivo medico | producto médico | Medisch hulpmiddel | Iatronikový stroj | Medicinski izdelje | Medicinski proizvod | Dispositivo medico | Medicinski promociček | Ontotechikal eszköz

Eindeutiger Identifikator eines Medizinproduktes | Unique device identifier | Identifikator unikue för en produkt | Identificatore univoco del dispositivo | Identificador único para un dispositivo | Unívocal identificador para un dispositivo | Можното идентифициране | Уникални идентификатор за уреда | Unikálny identifikátor uzariadenia | Identificador de dispositivo único | Eindeutiven identifikator naprave | Egyedi eszközazonosító

Internetseite mit Patienteninformation | Patient Information Website | Site Internet et site d'information pour patient | Сайт веб-информации для пациентов | Website voor patienteninformatie | Интернет страница для пациентов | Website για πληροφορίες στον πασίγνωστο | Вебсайт за информация за пациенти | Strona internetowa z informacjami dla pacjentów | Website de Informação ao Paciente | Spletna stran z informacijami za bolezniake | Betegeljakezott weboldala

EL Προβλέπομένη χρήση | Ενδείξεις | Περιγραφή

Η κορδέλα SERVOX® Tracheo Tape soft plus πλαθωμένο που χρησιμοποιείται σε ασθενείς με λαρυγκεκτομή και τραχεοτομή κατ' οίκον ή στο κλινικό περιβάλλον μαζί με ρινοτραχεαλή καλώδια και ανοιχτά κολπικά μέσα για να παραμείνει η τραχεία ανοιχτή με τη βοήθεια ατιδικών συγκράτησης.

Η κορδέλα SERVOX® Tracheo Tape soft plus πλαθωμένο που χρησιμοποιείται στα τραχεοτραχεαλά και το ασφαλές ανάλογη απολύτως απομονωμένη προφίρεση του λαιμού.

- Κάπι τηλεφόρας καρδιές ανάλογη απολύτως απομονωμένη προφίρεση του λαιμού
- Ενδεικνύεται για όλες τις ηλικιώδεις ομάδες απόλυτης της περιφέρειας του λαιμού
- Προϊόν μας χρήσης δεν επαναχρησιμοποιείται (υφίσταται κινδύνος μόλυνσης)
- Διπλεκτή χρήσης το μεγαλύτερο 48 ώρες, κατόπιν αποφύγει την οικιακά απορρίπτηση
- Με μαλάκι επένδυση για την προστασία του περιφέρειου του λαιμού

BG Предназначение | Показания | Описание

SERVOX® Tracheo Tape soft plus ce izpolzva začedno s trachealni kanuoli ili drugi pomociščni sredstva s otvori za zakrepitanje za zakrepitanje s cel podprtjakom na trahete.

SERVOX® Tracheo Tape soft plus fixira pomagalno koje se upotrejava u traheostomi i osigurava ga od slučajnog ispadanja.

- Pamčuna dolna strana na podprtjakom lenta za kanuoli
- Podprtjakom za vsekih vzdorov grupi u зависности od vratnata oblikovka
- Izdeljenje za epikravna upotrebu, ne može da se izpolzva повторно (opasnost od infekcije)
- Prodlyžljivočnost na izpolzvanje od maksimum 48 часа, след тога се изхвърля с битовите отпадъци
- Възможност за главно регулиране за напасване към вратната оболивка
- С мяка подплата рибомицена για την προστασία στην περιφέρεια του λαιμού

HR Namjena | Indikacija | Opis

SERVOX® Tracheo Tape soft plus je predznacen za zakladjanja u pacijentovima po laryngotomi i traheotomi u kliničkom okruženju zajedno s trahealnim kanuolama ili drugim pomagalima s pričvršnjim ušicama, a koji su namijenjeni držanju dušnika otvorenim.

SERVOX® Tracheo Tape soft plus fiksira pomagalno koje se upotrejava u traheostomi i osigurava ga od slučajnog ispadanja.

- Donja strana opsegu vrata prikladno za sve doble skupine
- Prezdržavanje za epikravna upotrebu, ne može da se izpolzva повторno (opasnost od infekcije)
- Trajanje primjene maksimalno 48 sati, nakon toga odložite u kućanski otpad
- Mogućnost kontinuiranog namještanja radi prilagodbe opsegu vrata
- Mekano pojastrueno često radi profilakske dekubitus

PL Przeznaczenie | Wskazania | Opis

Produkt SERVOX® Tracheo Tape soft plus jest przeznaczony do zakładania u pacjentów po laryngotomi i traheotomi w ramach zastosowań domowych i szpitalnych wraz z kanułami traheostomijnymi lub innymi środkami pomocniczymi przy mocowaniu w celu utrzymania właściwej drożności otworu traheostomijnego.

SERVOX® Tracheo Tape soft plus służy do mocowania środka pomocniczego zastosowanego w traheostomii i zabezpieczania go przed przypadkowym zeszciganiem.

• Dolna strona opaski do kanuły wykonana z bawełny

• W zależności od obwodu szyi produkt przeznaczony dla pacjentów ze wszystkich grup wiekowych

• Produkt jednorazowy, nie używać powtórnie (ryzyko infekcji)

• Maksymalny czas użytkowania 48 godzin. Po upływie tego czasu zutylizować produkt wraz z obowiązkowymi domowymi odpadami

• Plynną regulację umożliwiającą dopasowanie opaski do obwodu szyi

• Miękkie pozycje zapobiegające odległym

PT Utilização prevista | Indicação | Descrição

A fita para traqueostomia SERVOX® Tracheo Tape soft plus é utilizada em pacientes laringectomizados e traqueostomizados em ambiente doméstico e clínico em conjunto com canulões de traqueostomia ou outros meios auxiliares para manter a traqueia aberta com olhais de fixação.

A fita traqueal SERVOX® Tracheo Tape soft plus fixa o meio auxiliar utilizado no osteoma traqueal e protege-o contra movimentos inadvertidos.




- Parte inferior da fita de suporte da cánula de algodão
- Em função do perímetro do pescoço, adequado para todos os grupos etários
- Produto descartável, não reutilizar (perigo de infecção)
- Tempo de aplicação máximo de 48 horas, após o qual deve ser eliminado no lixo doméstico
- Progressivamente ajustável ao perímetro do pescoço
- Com almofadado macio para profilaxia de úlceras por pressão

SL Predviđeni namen | Indikacija | Opis

SERVOX® Tracheo Tape soft plus se uporablja za laringektomiranje in traheotomiranje bolnike v domačem in kliničnem okolju skupaj s trahealnimi kanułami ali drugimi pripravočki za zagotavljanje odprtosti sapinka s pritridlejnimi ušesci.

SERVOX® Tracheo Tape soft plus fiksira pripomoček v traheostomi in preprečuje, da bi hanenjamo zdrsni ven.

- Spodnja stran nosilnega traku za kanilo iz bombaža



DE Anwendung

- 1 Band von hinten um den Nacken legen
- 2 Beide Haken mit der Rückseite zum Hals hin, von unten in die Hälften am Kanülenhülse einhaken.
- 3 Bandlänge mit dem Schieber anpassen.
- 4 Sitz überprüfen. Das Band muss so straff sein, dass es sich nicht versehentlich lösen kann aber nicht so straff, dass es den Hals einschnürt!
- 5 Zum Ablegen, eine Seite des Bandes aus dem Kanülenhülse aushaken.

GB Application

- 1 Place the band around the back of the neck
- 2 Insert both hooks into the eyelets on the neck flange from below. The back of each hook is facing the throat.
- 3 Use the slider to adjust the length of the band.
- 4 Check fit. The band must be tight enough to ensure it does not accidentally come loose but not so tight that it constricts the throat!
- 5 To remove, unhook one side of the band from the neck flange.

FR Utilisation

- 1 Disposer la bande autour du cou en partant de la nuque
- 2 Par le bas, accrocher les deux crochets contre les oreilles de retenue contre la plaque de canule. Le dos du crochet regarde vers le cou.
- 3 Ajuster la longueur de bande avec le curseur.
- 4 Vérifier l'assise. La bande doit être suffisamment tendue pour ne pas se détacher par erreur, mais pas trop pour ne pas provoquer de constrictions du cou!
- 5 Pour déposer la bande, décrocher un côté de la bande de la plaque de canule.

IT Impiego

- 1 Collocare il nastro da dietro la nuca
- 2 Agganciare, dal basso, i due ganci negli occhielli sulla flangia. Il lato posteriore dei ganci deve essere rivolto verso il collo.
- 3 Adattare la lunghezza del nastro con il cursore.
- 4 Controllare la posizione. Il nastro deve essere abbastanza teso in modo che non possa allentarsi inavvertitamente, ma non tanto da stringere eccessivamente il collo!
- 5 Per la rimozione sganciare un lato del nastro dalla flangia.

ES Aplicación

- 1 Colocar la cinta alrededor del cuello desde atrás
- 2 Enganchar los dos ganchos en los orificios de la placa cervical de la cánula. La parte trasera de los ganchos queda orientada hacia el cuello.
- 3 Ajustar la longitud de la cinta con el elemento deslizante.
- 4 Comprobar el ajuste. La cinta debe estar lo suficientemente tensa como para no aflojarse por descuido, pero no tan tensa que apriete el cuello.
- 5 Para retirar la cinta, desengancharla por un lado de la placa cervical de la cánula.

NL Toepping

- 1 Leg de band achteraan rond de nek
- 2 Haak beide haakjes met de achterzijde naar de hals van onderaf in de bevestigingsoogjes van het canuleschild.
- 3 Verstel de bandlengte met de schuiver.
- 4 Controleer het houvast. De band moet zo strak zitten dat hij niet per vergissing los kan komen, maar niet zo strak, dat hij de hals vermaart!
- 5 Om de band weg te leggen, haakt u één kant ervan uit het canuleschild los.

EL Εφαρμογή

- 1 Τοποθετήστε την κορδέλα από πίσω γύρω από τον αυχένα
- 2 Ασφαλίστε και τους δύο γάντζους με την πίσω πλευρά προς το λαιμό, από κάτω στις απίδεις στρέψωσης στο επίθεμα σωλήνα.
- 3 Προσδιορίστε το μήκος κορδέλας με το συμέρομένο μέρος.
- 4 Ελέγχτε την έδραση. Η κορδέλα πρέπει να είναι τόσο αφηγή ώστε να μην μπορεί να χαλαρώσει μη θερμέλμενα αλλά και να μην σφίγγει το λαιμό!
- 5 Για την αφερση, απασφαλίστε τη μια πλευρά της κορδέλας από το επίθεμα σωλήνα.

BG Приложение

- 1 Прокарайте лентата отзад около врата.
- 2 Закачете двете кукички със задната страна към врата отдолу в отворите за закрепване на плочката на канюлата.
- 3 Регулирайте дължината на лентата с пъзелчата.
- 4 Проверете положението на лентата. Лентата трябва да е стегната така, че да не може да се освободи по невнимание, но не толкова силно, че да стяга врата!
- 5 За свалняне откътвайте едната страна на лентата от плочката на канюлата.

HR Primjena

- 1 Traku odstraga postavite oko vrata.
- 2 Obje kuke sa stražnjom stranom okrenutom prema vratu zakvačite u razvodnu ušicu na pličici kanile.
- 3 Duljinu trake prilagodite pomicnom kopčom.
- 4 Provjerite učvršćenost. Traka mora biti zategnuta tako da se ne može slučajno otpustiti, ali ne smije biti zategnuta tako da steže grlo!
- 5 Da biste je skinuli, jednu stranu trake otkvacićte iz pličice kanile.

PL Zastosowanie

- 1 Zalozyci opaskę od tyłu wokół szyi
- 2 Zaczepić obydwa haczyki od dolu na zaczepach kolnierza kanuli tylną stroną zwrotną ku szyi.
- 3 Długość taśmy dostosować przy użyciu elementu przesuwuwnego.
- 4 Skontrolować, czy produkt został dobrze zamocowany. Taśma musi być naprężona w taki sposób, aby nie było możliwości jej przypadkowego poluzowania, lecz nie na tyle mocno, aby zaciskała gardło!
- 5 W celu zdjęcia opaski odzepcić jedną stronę taśmy od kolnierza kanili.

PT Aplicação

- 1 Passar a fita por trás pelo pescoço.
- 2 Engatar os dois ganchos com a parte posterior virada para o pescoço, a partir de baixo, nos olhais de fixação, na flange da cânula.
- 3 Adaptar o comprimento da fita com a alça.
- 4 Verificar o assentamento. A fita deve estar bem apertada de modo a não se soltar mas sem estrangular o pescoço!
- 5 Para apoiar, soltar um dos lados da fita da flange da cânula.

SL Uporaba

- 1 Pas sprijelite od zadaj okoli vrata.
- 2 Kavljiv s hrbtno stranjo proti vratu od spodaj obesite v pritridlini ušesci na ščitniku kanile.
- 3 Dolžino pasu prilagodite z drsnikom.
- 4 Preverite prileganje. Pas mora biti toliko napet, da se ne more nene-meno sprostiti, vendar dovolj zrahljan, da ne zateguje vrata!
- 5 Pri snemanju odprnite eno stran pasu iz ščitnika kanile.

HU Használat

- 1 Helyezze a pántot hátról a nyak köré
- 2 Akassza be a két kapcsot háttoldalával a nyak felé alulról a kanülpajzsban lévő tartószemekbe.
- 3 Állítsa be a pánt hosszát a csúszkával.
- 4 Ellenőrizze az illeszkedést. A pántnak olyan szorosnak kell lennie, hogy ne tudjon véletlenül leoldódni, de ne legyen annyira fesz, hogy szor-tsa a nyakat!
- 5 A levételelhet akassza ki a pánt egyik oldalát a kanülpajzsbal.

DE Zu Beachten

- Regelmäßig den Sitz überprüfen und ggf. anpassen.
- Halsumfang regelmäßig nachmessen um stets die passende Größe zu verwenden
- Die Polsterung soll möglichst nah am Kanülenhülse anschließen.
- Bitte informieren Sie uns und ggf. die zuständige Behörde, sollten im Zusammenhang mit diesem Produkt lebensbedrohliche Erkrankung oder Verletzungen auftreten oder aus dessen Verwendung stationäre Behandlungen resultieren.

GB Please note

- Regularly check the fit and adjust where necessary.
- Remeasure the neck circumference regularly to ensure the correct size is always used.
- The gap between the padding and the neck flange should be as close as possible.
- Please inform us and, if necessary, the competent authority if life-threatening illness or injury occurs in connection with this product or if inpatient treatment results from its use.

FR Remarque importante

- Vérifier régulièrement l'assise et l'ajuster si nécessaire.
- Remesurer régulièrement le tour de cou et toujours utiliser la taille adaptée.
- Le rembourrage doit se trouver le plus près possible de la plaque de canule.
- Veillez nous informer et, si nécessaire, l'autorité compétente si une maladie ou une blessure mettant en danger la vie du patient survient en rapport avec ce produit ou si un traitement hospitalier résulte de son utilisation.

IT Avvertenza

- Controllare e adattare periodicamente la posizione.
- Misurare periodicamente il diametro del collo per utilizzare sempre la misura corretta.
- L'imbottitura deve trovarsi il più vicino possibile alla flangia.
- Si prega di informare noi e, se necessario, l'autorità competente se si verifica una malattia o una lesione pericolosa per la vita in relazione a questo prodotto o se il suo uso comporta un trattamento ospedaliero.

ES Observaciones

- Comprobar el ajuste con frecuencia y adaptarlo en caso necesario.
- Volver a medir el perímetro del cuello de forma periódica para utilizar siempre la medida correcta.
- El acolchado debe quedar lo más cerca posible de la placa cervical de la cánula.
- Por favor, infórmenos y, si es necesario, a la autoridad competente, si se produce una enfermedad o lesión que ponga en peligro la vida en relación con este producto o si se produce un tratamiento hospitalario como consecuencia de su uso.

NL In acht te nemen

- Controleer regelmatig het houvast en pas dit eventueel aan.
- Meet regelmatig de omvang van de hals om steeds de passende afmeting te gebruiken
- De vulling moet zo dicht mogelijk bij het canuleschild zitten.
- Gelieve ons en, indien nodig, de bevoegde autoriteit op de hoogte te brengen indien zich in verband met dit product een levensbedreigende ziekte of verwonding voordoet of indien het gebruik van dit product tot een ziekenhuisopname leidt.

EL Προσοχή

- Ελέγχετε τακτικά την έδραση και εάν απαιτείται προσαρμόζετε.
- Να μετράτε τακτικά την περιφέρεια λαιμού ώστε να χρησιμοποιούετε πάντα την απαραίδια διάσταση
- Η μαλακή επένδυση πρέπει να στερεώνεται όσο πιο κοντά γίνεται στο επίθεμα σωλήνα.
- Παρακαλούμε να ενημερώσετε εμάς και, εάν είναι απαραίτητο, την αρμόδια αρχή εάν, σε σχέση με το προϊόν μας, προκύψει απειλητική για τη ζωή ασθενεία ή τραυματισμοί ή εάν προκύψει ανάγκη νασοκομειακής περιθαλψής λόγω της χρήσης του προϊόντος.

BG Вземете под внимание

- Редовно проверявайте положението на лентата и при необходимост го коригирайте.
- Редовно измервайте вратната обиколка, за да използвате винаги подходящия размер.
- Подплатата трябва да приляга възможно най-плътно към плочката на канюлата.
- Моля, информирайте ни при необходимост уведомете компетентния орган, ако във връзка с това изделие се появят животозастрашаващи заболявания или наранявания или ако в резултат на неговата употреба се налагат стационарни лечение.

HR Imajte na umu

- Redovito provjeravajte učvršćenost i po potrebi prilagodite.
- Redovito mjerite obseg vrata kako biste uvijek upotrebljavali odgovarajući veličinu.
- Pojačanje će trebalo postaviti što bliže pličici kanile.
- Molimo vas da obavijestite nas i eventualno nadležno tijelo ako ste u vezi s uporabom ovog proizvoda doboleli ili ozljedile opasne za život ili ako ste zbog uporabe proizvoda upućeni na stacionarno liječenje.

PL Ważne wskazówki

- Regularnie sprawdzaj, czy produkt jest poprawnie zamocowany i w razie potrzeby poprawią jego ułożenie.
- Regularnie dokonywać pomiaru obwodu szyi i cały czas stosować właściwy rozmiar.
- Miekką otulinę powinna jak najbardziej przylegać do kolnierza kaniuli.
- Prosimy o poinformowanie naszej firmy oraz w razie potrzeby również odpowiednich instytucji, jeśli w związku z korzystaniem z naszego produktu pojawi się schorzenie zagrzające życie lub obrażenia ciała, bądź jeśli w wyniku korzystania z naszego produktu konieczne będzie leczenie szpitalne.

PT A respirar

- Verificar regularmente o assentamento e adaptar, caso necessário.
- Medir regularmente o perímetro do pescoço para utilizar sempre um tamanho adequado
- A parte almofadada deve ficar o mais próxima possível da flange da cánula.
- Agradecemos que todas as patologias ou ferimentos potencialmente fatais ou lesões corporais permanentes decorrentes da utilização do produto ou que tenham levado ao internamento hospitalar sejam comunicadas de imediato a nós ou às autoridades nacionais competentes.

SL Upoštevati je treba

- Redno preverjajte prileganje in ga po potrebi prilagodite.
- Redno merite obseg vrata, da boste vedno uporabljali primočno velikost.
- Oblazinjenje mora ležati čim bližje ščitniku kanile.

• Nas in po potrebi pristojni urad obvestite, če se v povezavi s tem izdelkom pojavijo živiljenjsko nevarne bolezni ali poškodbe oziroma je zaradi uporabe izdelka potrebo bolnišnično zdravljenje.

HU Kérjük, vegye figyelembe

- Rendszeresen ellenőrizze az illeszkedést és szükség esetén igazitsa meg.
- Rendszeresen mérje a nyak körmérétet, hogy mindenkorban megfelelő méretet használja.
- A pámázásnak a lehető legközelebb kell lennie a kanülpajzshoz.

• Kérjük, játekoztasson benneket és addott esetben az illetékes hatóságot, ha a jelen termékkel kapcsolatos életveszélyes betegségek vagy sérvések mutatkoznak vagy használatakból kifolyólag fekvőbeteg kezelésre kerül sor.