



DE Anwendung

- Alle Klettverschlüsse lösen.
- Band von hinten um den Nacken legen.
- Beide Bandenden von unten durch die Halteösen am Kanülenhals schieben und Klettverschlüsse schließen. Die Klettflächen müssen auf der Außenseite sein.
- Bandlänge mit den Klettverschlüssen anpassen.
- Sitz überprüfen. Das Band muss so straff sein, dass es sich nicht versehentlich lösen kann aber nicht so straff, dass es den Hals einschnürt!
- Zum Ablegen, Klettverschluss auf einer Seite lösen und Band aus der Hülse ziehen.

GB Application

- Open all Velcro fastenings.
- Place the band around the back of the neck.
- Slide both ends of the band through the eyelets on the neck flange from below and close the Velcro. The Velcro must be on the outside.
- Use the Velcro fasteners to adjust the length of the band.
- Check fit. The band must be tight enough to ensure it does not accidentally come loose but not so tight that it constricts the throat!
- To remove, release the Velcro on one side and pull the band out of the eyelet.

FR Utilisation

- Détacher toutes les fermetures autoagrippantes.
- Disposer la bande autour du cou en partant de la nuque.
- Enfiler les deux extrémités de bande par le bas dans les œillets de retenue contre la plaque de canule puis fermer les fermetures auto-agrippantes. Les fermetures auto-agrippantes doivent se trouver sur le côté extérieur.
- Ajuster la longueur de bande avec les fermetures auto-agrippantes.
- Vérifier l'assise. La bande doit être suffisamment tendue pour ne pas se détacher par erreur, mais pas trop pour ne pas provoquer de constrictions du cou!
- Pour la déposer, détacher la bande auto-agrippante sur un côté et tirer la bande hors de l'œillet de retenue.

IT Impiego

- Allentare tutte le chiusure in velcro.
- Collocare il nastro da dietro la nuca.
- Passare entrambe le estremità del nastro negli occhielli sulla flangia, dal basso, e chiudere con il velcro. Le chiusure in velcro devono trovarsi sul lato esterno.
- Adattare la lunghezza del nastro con i velcri di chiusura.
- Controllare la posizione. Il nastro deve essere abbastanza teso in modo che non possa allentarsi inavvertitamente, ma non tanto da stringere eccessivamente il collo!
- Per la rimozione allentare il velcro su un lato ed estrarre il nastro dagli occhielli.

ES Aplicación

- Abrir todos los cierres de velcro.
- Colocar la cinta alrededor del cuello desde atrás.
- Deslizar los dos extremos de la cinta por los orificios de la placa cervical de la cánula y cerrar los cierres de velcro. Los cierres de velcro deben estar en la parte exterior.
- Ajustar la longitud de la cinta con los cierres de velcro.
- Comprobar el ajuste. La cinta debe estar lo suficientemente tensa como para aflojarse por descuido, pero no tan tensa que apriete el cuello!
- Para retirarla, abrir un cierre de velcro en un lado y extraer la cinta del orificio de sujeción.

NL Toepassing

- Alle klettbandsluitingen losmaken.
- Leg de band achteraan rond de nek.
- Schuif het langere uiteinde van de band van onderaf door het andere bevestigingsoogje op het canuleschild en sluit de klettbandsluiting. De oppervlakken van de klettband moeten aan de buitenkant zitten.
- Pas de bandlengte aan met de klettbandsluitingen.
- Controleer het houvast. De band moet zo strak zitten dat hij niet per vergissing los kan komen, maar niet zo strak, dat hij de hals ver nauwt!
- Om de band weg te leggen, maakt u de klettbandsluiting aan een zijde los en trekt de band uit het bevestigingsoogje.

EL Εφαρμογή

- Ανοίξτε όλα τα Velcro.
- Τοποθετήστε την κορδέλα από πάνω γύρω από τον αυχένα
- Ωθήστε και το δύο άκρα κορδέλας από κάτω μέσα από τις ατίδες συγκράτησης στο επίθεμα σωλήνα και κλείστε τα Velcro. Οι επιφάνειες σκρατάς πρέπει να είναι από την εξωτερική πλευρά.
- Προσδιορίστε το μήκος κορδέλας με τα Velcro.
- Ελέγχτε την έδραση. Η κορδέλα πρέπει να είναι τόσο αφηγή ώστε να μην περνεί την χαλαρώσει μη ηθολημένα αλλά και να μην αφήγει το λαιμό!
- Για την αφαίρεση, λύστε το Velcro από τη μια πλευρά και τραβήξτε την κορδέλα από την άλλη συγκράτησης.

BG Приложение

- Отворете всички велкро закопчалки.
- Прокарайте лентата отзад около врата.
- Промушете двета края на лентата отдолу през отворите за закрепване на плочката на канюлата и затворете велкро закопчалките.
- Велкро повърхностите трябва да са от външната страна.
- Регулирайте дължината на лентата с велкро закопчалките.
- Проверете положението на лентата. Лентата трябва да е стегната така, че да не може да се освободи по невнимание, но не толкова силно, че да стяга врата!
- За свалне отворете велкро закопчалката от едната страна и издърпайте лентата от отвора за закрепване.

HR Primjena

- Otpustite sve čičke.
- Traku odstraga postavite oko vrata.
- Oba kraja trake proucrite odozgo kroz pričvršne ušice na pločici kanile i zatvorite čičke.
- Površine s čičkom moraju biti s vanjske strane.
- Duljinu trake prilagodite čičcima.
- Projavite učvršćenost. Traka mora biti zategnuta tako da se ne može slučajno otpustiti, ali ne smije biti zategnjata tako da steže grlo!
- Za skidanje trake otpustite čičak na jednoj strani pa traku izvucite iz pričvršne ušice.

PL Zastosowanie

- Odpiąć wszystkie rzepy.
- Złożyć opaskę od tyłu wokół szyi
- Wsunąć obydwa końca taśmy do dolu przez zaczepny na kolnierzu kanili i zapiąć rzepy.
- Powierzchnie rzepów muszą się znajdować na zewnętrznej stronie.
- Długość taśmy dostosować za pomocą rzepów.
- Skontrolować, czy produkt został dobrze zamocowany. Taśma musi być naprężona w taki sposób, aby nie było możliwości jej przypadkowego poluzowania, ale też nie w tyle mocno, aby zaciśkała gardło!
- W celu zdjęcia opaski należy odpiąć rzep z jednej strony i wyciągnąć taśmę z zaczepu.

PT Aplicaçao

- Abrir todos os fechos de velcro.
- Passar a fita por trás pelo pescoço.
- Inserir as duas extremidades da fita a partir de baixo através dos olhais de fixação da flange da cânula e fechar com os fechos de velcro. Os velcros devem estar do lado exterior.
- Adaptar o comprimento da fita com os fechos de velcro.
- Verificar o assentamento. A fita deve estar bem apertada de modo a não se soltar mas sem estrangular o pescoço!
- Para apoiar, soltar o fecho de velcro de um dos lados e retirar a fita do olhar de fixação.

SL Uporaba

- Odpnite vsa sprijemalna zapiralna.
- Pas speljite od zadaj okoli vrata.
- Oba dela pasu od spodaj potisnite skozi pritrilni ušesci na ščitniku kanile in sprite sprijemalna zapiralna.
- Dolžino pasov prilagodite s sprijemalnimi zapiralnimi.
- Preverite prilaganje. Pas mora biti toliko napet, da se ne more nene-mrostiti, vendar dovolj zrahljan, da ne zateguje vratal.
- Pri snemanju sprostite sprijemalno zapiralo na eni strani in ga izvlecite iz pritrilnega ušesca.

HU Használat

- Nyissa ki az összes tépőzárat.
- Helyezze a pántot hátról a nyak köré
- Dugja át a pánt két végett alulról a kanúlpajzon lévő tartószemeket, majd járja le a tépőzárákat.
- A tépőzáras felületeknek a különböző oldalon kell lenniük.
- Állítsa be a pánt hosszát a tépőzárákkal.
- Ellenorízze az illeszkedést. A pántnak olyan szorosnak kell lennie, hogy tudjon véletlenül leoldódni, de ne legyen annyira feszítve, hogy szor-tsa a nyakat!
- A levételelhető oldja ki a tépőzárat az egyik oldalon, majd húzza ki a pántot a tartószemből.

DE Zu Beachten

- Regelmäßig den Sitz überprüfen und ggf. anpassen
- Halsumfang regelmäßig nachmessen um stets die passende Größe zu verwenden. Die Polsterung soll möglichst nah am Kanülenhals anschließen.

GB Please note

- Regularly check the fit and adjust where necessary
- Remeasure the neck circumference regularly to ensure the correct size is always used. The gap between the padding and the neck flange should be as close as possible.

FR Remarque importante

- Vérifier régulièrement l'assise et l'ajuster si nécessaire
- Remesurer régulièrement le tour de cou et toujours utiliser la taille adaptée. Le rembourrage doit se trouver le plus près possible de la plaque de canule.

IT Avvertenza

- Controllare e adattare periodicamente la posizione
- Misurare periodicamente il diametro del collo per utilizzare sempre la misura corretta. L'imbottitura deve trovarsi il più vicino possibile alla flangia.

ES Observaciones

- Comprobar el ajuste con frecuencia y adaptarlo en caso necesario.
- Volver a medir el perímetro del cuello de forma periódica para utilizar siempre el tamaño adecuado. El acolchado debe quedar lo más cerca posible de la placa cervical de la cánula.

NL In acht te nemen

- Controleer regelmatig het houvast en pas dit eventueel aan
- Meet regelmatig de omvang van de hals om steeds de passende afmeting te gebruiken. De vulling moet zo dicht mogelijk bij het canuleschild zitten.

EL Προσοχή

- Έλεγχετε τακτικά την έδραση και εάν απαιτείται προσαρμόζετε
- Να μετράτε τακτικά την περιφέρεια λαιμού ώστε να χρησιμοποιείτε πάντα την αυθή διάσταση. Η μαλακή επένδυση πρέπει να στερεώνεται όσο ποι κοντά γίνεται στο επίθεμα σωλήνα.

BG Вземете под внимание

- Редовно проверявайте положението на лентата и при необходимост го коригирайте.
- Редовно измервайте вратната обиколка, за да използвате винаги подходящия размер. Подплатата трябва да приляга възможно най-пътно към глауката на канюлата.

HR Imajte na umu

- Redovito provjeravajte učvršćenost i po potrebi prilagodite.
- Redovito mjerite opseg vrata kako biste uvijek upotrebljavali odgovarajući veličinu. Pojačanje bi trebalo postaviti što bliže pločici kanile.

PL Ważne wskazówki

- Regularnie sprawdzaj, czy produkt jest poprawnie zamocowany i w razie potrzeby poprawiać jego ulożenie
- Regularnie dokonywać pomiaru obwodu szyi i cały czas stosować właściwy rozmiar. Miękka otulina powinna jak najbardziej przylegać do kolnierza kanili.

PT A respeitar

- Verificar regularmente o assentamento e adaptar, caso necessário.
- Medir regularmente o perímetro do pescoço para utilizar sempre um tamanho adequado. A parte almofadada deve ficar o mais próximo possível da flange da cânula.

SL Upoštevati je treba

- Redno preverjajte prilaganje in ga po potrebi prilagodite.
- Redno merite obseg vrata, da boste vedno uporabljali primočno velikost. Oblazinjenje mora ležati čim bliže ščitniku kanile.

HU Kérjük, vegye figyelembe

- Rendszeresen ellenőrizze az illeszkedést és szükség esetén igazitsa meg.

Rendszeresen mérje meg a nyak körméretét, hogy mindenkor legközelebb kell lennie a kanúlpajzshoz.