

Beatmungsschlauchsystem

Für maximale Bewegungsfreiheit

Die Verbindung an verschiedene Beatmungsgeräte leicht gemacht

Flexible Schlauchanschlüsse ermöglichen eine einfache Konnektion und Diskonnektion mit dem Beatmungsgerät.

Beatmungsschlauchsysteme sind innen glatt (smoothbore) und verhindern Luftverwirbelungen im Schlauchsystem. Dadurch werden mögliche Druckfehlmessungen vermieden und Geräusche reduziert.

Doppelschlauchsystem

- incl. Adapter für die Verwendung mit CARAT II pro (exkl. Druckmessschlauch)

Gerätetypen:

Astral, Elisee, VSIII, VSUltra, Vivo60, Monnal T50, CARAT II pro
22 ID/180 cm/unbeheizt



Bestellinformation

Beschreibung	Spezifikation	VE	Artikel-Nr.
Dahlhausen Doppelschlauchsystem	22 ID/180 cm/unbeheizt Astral, Elisee, VSIII, VSUltra, Vivo60, Monnal T50, CARAT II pro	1	42731