



SERVONA Schlauchfixierung
Klettband mit Metallklammer

SERVONA Schlauchfixierung Klettband mit Metallklammer

zur Fixierung von:

- Schläuchen
- Kathetern
- Sonden

z. B. an Kleidung, Bettwäsche etc.



Eigenschaften

- Klettband mit Metallklammer
- Drei Längen: 11 cm | 17 cm | 23 cm
- Verpackungseinheiten: 1 Stück | 20 Stück

Bestellinformationen

Beschreibung	Länge	Breite	VE	PZN	Bestell-Nr.
SERVONA Schlauchfixierung	11 cm	2,5 cm	1	16760807	40021
SERVONA Schlauchfixierung	11 cm	2,5 cm	20	16760836	40022
SERVONA Schlauchfixierung	17 cm	2,5 cm	1	16760687	40023
SERVONA Schlauchfixierung	17 cm	2,5 cm	20	16760693	40024
SERVONA Schlauchfixierung	23 cm	2,5 cm	1	16760701	40025
SERVONA Schlauchfixierung	23 cm	2,5 cm	20	16760718	40026

